

PAUL

Autoklavierbar, mehrfach benutzbar
Autoclavable and reusable
Autoclavable et réutilisable
Autoclavable y reutilizable



Breite Width Largeur Ancho	1 Stck. / pcs / pièces / pza.				Einseitig • Single sided • Monoface • Unilateral	
	4 mm	● F354PAUL	● C354PAUL	● 354PAUL	● G354PAUL	
Stärke / Thickness Épaisseur / Grosor		0,10 mm	0,14 mm	0,17 mm	0,30 mm	NEU / NEW
Länge / Length / Longueur / Longitud = 20 mm						

● F354PAUL

DE - Streifen Diamant gelb, einseitig, extra-feines Korn
EN - Yellow diamond strip, single sided, extra fine diamond grit
FR - Strip diamant jaune, monoface, diamant grain extra fin
ES - Tira de diamante amarilla, unilateral diamantada con grano extra fino

● C354PAUL

DE - Streifen Diamant rot, einseitig, feines Diamantkorn
EN - Red diamond strip, single sided, fine diamond grit
FR - Strip diamant rouge, monoface, grain de diamant fin
ES - Tira de diamante, rojo, unilateral diamantada con grano fino

● 354PAUL

DE - Streifen Diamant blau, einseitig, normales Diamantkorn
EN - Blue diamond grit, single sided normal diamond grit
FR - Strip diamant bleu, monoface, diamant grain normal
ES - Tira de diamante azul, unilateral diamantada con grano normal

● G354PAUL NEU/NEW

DE - Streifen Diamant grün, einseitig, grobes Diamantkorn
EN - Green diamond grit, single sided, coarse diamond grit
FR - Strip diamant vert, monoface, diamant grain gros
ES - Tira de diamante verde, unilateral diamantada con grano grueso



DE - Anwendung: Formung von Approximal- und Kontaktflächen; Finierung von Füllungen; approximalen Schmelzreduktion.

EN - Application: Forming of approximal and contact surfaces; finishing of fillings; approximal enamel reduction

FR - Utilisation: Forme d'approximal des points de contact, finition des amalgames dentaires, approximal réduction de l'émail dentaire

ES - Uso: Formar superficies aproximales y superficies de contacto; finir de rellenos; aproxima reducción de esmalte dental.

○ 414PAUL


DE - Streifen Säge weiss (Sägezahn, ohne Diamantkorn), rostfreier Edelstahl, ohne abrasives Korn
EN - White strip saw (ribbon saw, without diamond grit), stainless steel, without abrasive grit.
FR - Strip dents de scie blanc (sans diamant), acier inoxydable, sans grain abrasif
ES - Tiras dentadas, blanco (tira dentada, no diamantada), acero inoxidable, sin grano abrasivo

Autoklavierbar, mehrfach benutzbar
Autoclavable and reusable
Autoclavable et réutilisable
Autoclavable y reutilizable



Breite Width Largeur Ancho	1 Stck. / pcs / pièces / pza.	
	4 mm	○ 414PAUL
Stärke / Thickness Épaisseur / Grosor		0,05 mm

Länge / LENGTH / Longueur / Longitud = 20 mm



gezahnt, serrated,
cranté, serrado



○ 414PAUL

DE - Anwendung: Weitung des Interproximalspaltes, Entfernung von Zementresten

EN - Application: To expand the interproximal gap, removal of cement residues

FR - Utilisation: Élargissement inter-dentaire, retrait d'excédents de ciment

ES - Uso: Extender de la fisura interproximal, eliminación de restos de cemento